

Lave Oeil Ph neutral 200ml

Référence : 0183

17,76 €TTC

Petit et pratique, le flacon contient un tampon phosphate stérile (9%). Il permet de réaliser une douche oculaire avec effet très rapide.

Pour une neutralisation rapide des produits chimiques, acide et base.

Très efficace pour neutraliser l'effets des gaz lacrymogènes
Parfait pour les usages ambulants, comme les trousse de secours et les boîtes à outils.

Couvercle anti-poussière.

Pictogramme d'instruction.

Temps de rinçage : environ 10 minutes.

200 ml.

Le flacon lave-œil au pH Neutral de Plum garantit un rinçage oculaire efficace en cas de projection accidentelle de produits chimiques.

Contient une solution au pH Neutral indiquée dans le cas d'un lavage oculaire d'urgence suite à une projection dans l'œil d'acides ou d'alcalins (sauf acide fluorhydrique)

Il suffit de tourner l'opercule dans le sens indiqué par les flèches pour ouvrir le flacon. Il faut ensuite exercer une légère pression sur le flacon pour assurer un jet doux et régulier du produit.

Agir rapidement après la projection du produit chimique (1 minute maximum). Le flacon contient le volume nécessaire à un lavage efficace : 200 ml. Cela correspond environ à 2 minutes de lavage.

Il est conseillé de rincer l'œil ensuite avec le Flacon rince-œil Plum pour corps étrangers de 200 ml à base de solution Saline.

Il est important de prévoir ce dispositif pour les environnements de travail qui exposent les salariés à des risques de projection de produits chimiques dans les yeux : laboratoires, industries, entreprises de propreté...

L'équipement indispensable à avoir dans vos Trousse de secours ou Armoires à pharmacie de vos équipes, mobiles ou sur postes de travail fixes.

contenance : 200ml

