

DESTOCK lingette Alcool isopropylique 70°

Référence : 0114DC

0,12 €TTC

Dans le domaine médical l'alcool à 70°, dit alcool isopropylique à 70% est particulièrement adapté pour la désinfection corporelle sur peau saine.

Utilisé la plupart du temps comme désinfectant corporel pour les mains par exemple, le spray d'alcool isopropylique RONT sert également à désinfecter du petit matériel de soin tels que des ciseaux, une pince à écharde ou autre matériel pouvant entrer en contact avec une plaie. C'est aussi un bon solvant pour les cires, les huiles, les résines et de nombreux autres produits.

L'alcool modifié est indispensable pour désinfecter une surface cutanée comme une écorchure ou une égratignure en garantissant une répartition fine et uniforme. Conditionné en pulvérisateur, il est très pratique pour une utilisation économique et peut être facilement pulvérisé sur la surface à traiter et tout cela au meilleur prix.

MODE D'EMPLOI :

Verser de l'alcool isopropylique RONT à 70° sur un bout de coton propre. Passer le coton sur la zone à désinfecter. Renouveler cette procédure toute les 6 heures si cela est nécessaire.

PREVENTION :

- Ne pas inhaler. Si, cela est le cas, amener la personne prendre l'air sinon appeler le Centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
- Ne pas mettre en contact avec les yeux. Rincer les yeux avec de l'eau pendant 20 min minimum. Consulter un médecin en cas d'irritation persistante.
- Ne pas mettre en contact avec la peau. Retirer les vêtements contaminés directement, puis rincer la peau avec de l'eau.
- Ne pas ingérer. Si, cela est le cas, ne pas faire vomir. Rincer la bouche avec de l'eau et appeler immédiatement le Centre antipoison ou un médecin.

Conditionnement : sachet individuel contenant une lingette imprégnée de solution isopropylique à 70°

DATE DE PEREMPTION : 07/2023 et 09/2023

